



MINI-PLUS II (0201008)



Compresor nebulizador de pistón para uso domiciliario; compacto, ligero y silencioso. Ideal para tratamiento de enfermedades pulmonares crónicas y asma.



COMPACTO

Reducidas dimensiones (14 x 18,8 x 10 cm) que facilita su transporte y almacenaje.

MUY RÁPIDO

En menos de 10 minutos se nebulizan 3 cm³ de medicamento.

TRATAMIENTO AÚN MÁS EFICAZ

Gracias a su sistema de pistón, la medicación se suministra de un modo constante.

COMPLETO

Incluye set de máscaras y boquilla.

DIMENSIONES Y PESOS

- Dimensión Mini Plus II: ...140 x 188 x 100 mm
- Peso Mini Plus II: ...1,8 kg
- Dimensiones de la caja: ...303 x 139 x 212 mm
- Peso total de la caja: ...2,45 kg
- Unidades por caja exterior: ...10
- Dimensión total de la caja exterior: ...593 x 320 x 465 mm
- Peso total de la caja exterior: ...25,7 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: ...230VAC, 50Hz, 0.6A
- Presión máxima: ...35 psi
- Flujo máximo: ...16 lpm
- Tamaño de partículas: ...0,5 ~ 5 micrones
- Tasa de nebulización: ...0,3 ml/min
- Clasificación: ...Clase II. Equipo BF. IPX0 Sin protección AP/AG
- Nivel sonoro: ...<60 dBA
- Rango de temperatura para el funcionamiento: ...10°C a 40°C / 50°F a 104°F
- Rango de humedad para el funcionamiento: ...10% - 90% RH sin condensación
- Rango de temperatura para el almacenaje: ...-15°C a 50°C / 5°F a 122°F
- Rango de humedad para el almacenaje: ...10% - 90% RH sin condensación
- Rango de temperatura para el transporte: ...-15°C a 70°C / 5°F a 158°F
- Rango de humedad para el transporte: ...10% - 90% RH sin condensación



GARANTÍA

- Nebulizador: 2 años*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

CERTIFICADOS

