



VacPRO

(0210002)

VacMAXI

(0210001)

VacPLUS

(0210003)

Los aspiradores Apex permiten extraer todo tipo de secreciones favoreciendo la evacuación de las mismas.



PARA USO DOMÉSTICO

Equipo ligero de tan solo 2,8 kilos.

PARA USO SOCIO SANITARIO

Con mayor potencia de aspiración de flujo: hasta 46 litros por minuto. Posibilidad de incorporar depósito desechable.

PARA UNIDADES MÓVILES

Incluye dos baterías de 6V cada una. Posibilidad de incorporar un adaptador para coche.



DIMENSIONES Y PESOS	VacPro (0210002)	VacMaxi (0210001)	VacPlus (0210003)
Dimensión aspirador:	352 x 206 x 193 mm	352 x 206 x 193 mm	352 x 206 x 193 mm
Peso aspirador:	2,8 kg	4,4 kg	3,3 kg
Dimensiones de la caja:	230 x 380 x 332 mm	230 x 380 x 332 mm	230 x 380 x 332 mm
Peso total de la caja:	4,35 kg	5,95 kg	5,35 kg
Unidades por caja exterior:	2	2	2
Dimensión total de la caja exterior:	500 x 410 x 370 mm	500 x 410 x 370 mm	500 x 410 x 370 mm
Peso total de la caja exterior:	9,7 kg	12,9 kg	11,7 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VacPro (0210002)	VacMaxi (0210001)	VacPlus (0210003)
Voltaje:	*	230 VAC, 50 HZ*	*
Entrada del adaptador:			100-240 VCA, 50/60 Hz
Salida del adaptador:			12 VCC
Batería recargable:			2 uni. x 6V, 2,8 A
Consumo eléctrico:	90 W	100 W	40 W
Máxima presión de succión:	*	600 mmHg (regulable)*	*
Índice de flujo máximo:	24 LPM	46 LPM	24 LPM
Tipo de bomba:	*	De pistón con un solo cilindro*	*
Depósito estándar:	*	800 ml*	*
Clasificación:	*	Clase II. Equipo BF	*
Nivel sonoro:	*	< 55dBA*	*
Rango de temperatura para el funcionamiento:	*	10°C a 40°C / 50°F a 104°F*	*
Rango de humedad para el funcionamiento:	*	10% - 90% RH sin condensación*	*
Rango de temperatura para el almacenaje:	*	- 15°C a 50°C / 5°F a 122°F*	*
Rango de humedad para el almacenaje:	*	10% - 90% RH sin condensación*	*
Rango de temperatura para el transporte:	*	- 15°C a 70°C / 5°F a 158°F*	*
Rango de humedad para el transporte:	*	10% - 90% RH sin condensación*	*

ACCESORIOS

- 0210005: Depósito 1800 ml
- 0210022: Sonda CH - 18
- 0210017: Adaptador para coche (solo para VACPLUS)
- 0210023: Depósito desechable 800cc

GARANTÍA

- Aspirador de secreciones: 2 años***
- Accesorios y consumibles no incluidos**

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

CERTIFICADOS

