

Ligero, Silencioso y Eficiente

INOGEN *at* **HOME**[®]



Innovación en Oxigenoterapia Domiciliaria



El Sistema Inogen At Home® (GS-100):

- ✓ Sólo 8.2 kg. (18 libras).
- ✓ Hasta 5 litros por minuto, flujo continuo.
- ✓ Extremadamente silencioso.
- ✓ Muy eficiente energéticamente.

La mitad del peso y un tercio del tamaño de los concentradores de oxígeno estacionarios estándar



Inogen At Home[®]: La elección perfecta en la oxigenoterapia a domicilio.

El nuevo concentrador de oxígeno Inogen At Home[®] es uno de los más ligeros, silenciosos y energéticamente eficientes concentradores de flujo continuo (hasta 5 lpm) del mercado.

Con un peso aproximado de 8,2 kg. (18 libras) pesa la mitad que otros concentradores de uso común. Además el Inogen At Home[®] trabaja con un consumo de energía muy bajo, lo que supone un considerable ahorro en los gastos eléctricos del usuario (casi 300 dólares al año*).

El Inogen At Home[®] ha sido diseñado para ser la mejor elección en el paciente con oxigenoterapia domiciliaria. Su revolucionario sistema de cambio rápido de tamices permite reducir significativamente los costes de mantenimiento.



* el ahorro real puede variar según condiciones particulares de uso y tarifas eléctricas.

Especificaciones del Sistema Inogen At Home®

Peso	8,2 kg.	18 lbs.
Tamaño	Largo: 33,0 cm Ancho: 17,8 cm Alto: 41,9 cm	Largo: 13,0 pulgadas Ancho: 7,0 pulgadas Alto: 16,5 pulgadas
Flujo de Oxígeno	Hasta 5 litros por minuto. Flujo continuo.	
Sonoridad	40 Decibelios en ajuste de flujo 2.	
Alimentación	AC: Fuente de alimentación de 100 a 240V, 275W, 50-60 Hz, autoajustable para permitir su utilización en cualquier parte del mundo.	
Utilización	Simple a través de un intuitivo panel de control.	
Uso	Diseñado para uso estacionario.	
Garantía	3 años. Consulte las condiciones particulares de garantía de aplicación en su área.	



Distribuidor exclusivo para España y Portugal:

Su Distribuidor Local:



HealthCare Marketing & Consulting

HCM&C

Castillo de Fuensaldaña, 4, Of. 19-20
28232 Las Rozas de Madrid (Madrid). España
Tel.: +34 91 626 39 88
e-Mail: info@hcmc.es
www.hcmc.es



Los Sistemas Inogen se fabrican en USA por Inogen, Inc., www.inogen.net

C.TT.I@H.V1