

Recupere su Independencia con la
familia de Concentradores de Oxígeno Portátiles

INOGEN^{ONE}



oxygen. anytime. anywhere.®



El Sistema Inogen One® G3-HF (IS-300):

- ✓ 2,2 kilos, con batería sencilla.
- ✓ Ajustes de flujo de 1 a 5.
- ✓ Tan compacto y ligero que se puede llevar colgado del hombro.



¡Una sola solución para todo!

Los Sistemas Inogen One son la solución adecuada para los pacientes que deben recibir oxigenoterapia portátil, pero también en su casa o cuando están de viaje, de día y de noche. Además los Inogen son los equipos más silenciosos y confortables del mercado y sus resultados clínicos en los pacientes son excelentes.



El Sistema Inogen One® G2 (IS-200):

- ✓ 3,3 kilos, con batería sencilla.
- ✓ Ajustes de flujo de 1 a 6.
- ✓ Puede llevarse colgado del hombro o en su cómodo carro a medida.



Especificaciones de los Sistemas Inogen One

	Inogen One G3	Inogen One G2
Peso	2,2 kg. con batería sencilla	3,3 kg. con batería sencilla
Tamaño	Largo: 22,2 cm Ancho: 7,6 cm Alto: 24,1 cm	Largo: 27,2 cm Ancho: 9,9 cm Alto: 18,4 cm
Sonoridad	39 Decibelios* 	38 Decibelios* (la más baja del mercado)

Inogen One G2 e Inogen One G3

Batería	Duración batería sencilla: hasta 4 horas* Duración batería doble: hasta 8 horas* Recarga batería sencilla: 2-4 horas en corriente AC o DC Recarga batería doble: 4-8 horas en corriente AC o DC
Alimentación	AC: Fuente de alimentación de 100 a 240 V, 50-60 Hz, autoajustable para permitir su utilización en cualquier parte del mundo. DC: Para carga en automóvil.
Utilización	Simple a través de un intuitivo panel de control con pantalla LCD con mensajes en varios idiomas.
Uso	Diseñado para uso estacionario, portátil y en viaje. 24/7.
Garantía	3 años equipo y 1 accesorios, (batería, fuente de alimentación, bolsa y carro).

*En ajuste 2



Distribuidor exclusivo para España y Portugal:



HealthCare Marketing & Consulting

HCM&C

Castillo de Fuensaldaña, 4, Of. 19-20
28232 Las Rozas de Madrid (Madrid). España

Tel.: +34 91 626 39 88

e-Mail: info@tutratamiento.es

www.tutratamiento.es



Los Sistemas Inogen se fabrican en USA por Inogen, Inc., www.inogen.net

C.H.IOG2-3.V2