

El mejor rendimiento con un nuevo estilo

Philips Respironics Wisp: la mascarilla nasal de mínimo contacto

Gracias a nuestra exclusiva **tecnología Auto Seal mejorada**, la mascarilla Wisp garantiza el **mejor sellado**, adaptándose a cualquier movimiento del paciente.



Para el profesional médico...

- Wisp combina, por un lado, el rendimiento y la comodidad de una mascarilla nasal y, por otro, las dimensiones reducidas de una mascarilla de mínimo contacto. Su tamaño tan pequeño, favorece la aceptación del paciente.
- Durante nuestros estudios sobre facilidad de uso, Wisp fue la mascarilla preferida por encima de las mascarillas nasales y mascarillas de mínimo contacto. Gracias a sus características de ajuste y auto sellado, a la facilidad de montaje/desmontaje, los pacientes realizan la colocación de la mascarilla con mayor facilidad.
- Wisp presenta sus tres tamaños de almohadilla en el mismo envase, de este modo se simplifica la gestión del inventario y le permite ahorrar tiempo y dinero.
- Gracias a su diseño y sellado perfecto, Wisp proporciona la comodidad y la aceptación que sus pacientes necesitan.

Para el paciente...

- Durante nuestro estudio sobre preferencias, los pacientes indicaron una mejora en la calidad del sueño y un mayor grado de comodidad y sellado, en comparación con otras mascarillas nasales y mascarillas de mínimo contacto.
- Wisp se presenta con dos opciones de montura: de silicona transparente o con una montura de tela suave y plegable. La elección depende de cada uno.
- Disponible en tres tamaños que se ajustan cómodamente a más del 98 % de los pacientes. Wisp combina comodidad, facilidad de uso y eficacia para garantizar un sueño reparador.
- Mayor comodidad y visibilidad: gracias al diseño de Wisp todos los pacientes podrán leer, ver la televisión e incluso llevar gafas antes de ir a dormir.
- 4 piezas ajustables mediante un clic componen la mascarilla Wisp; lo que permite su fácil uso y mantenimiento.



1

Tira elástica con soporte integrado para el tubo

Autoajuste para una adaptación más natural.

2

Montura de tela reversible en suave gamuza o satén de seda

Para un tacto más natural (también disponible en silicona transparente).

3

Clips de ajuste rápido con cierres regulables

Proporciona una fácil y rápida colocación y ajuste.

4

Almohadilla diseñada con nuestra exclusiva Tecnología Auto Seal

Proporciona un mínimo contacto y un auto sellado perfecto.

5

Codo giratorio 360°

Gracias a su diseño, la exhalación es más rápida y mucho más silenciosa.

Información para pedidos

Artículo	Tamaño	Referencia
Mascarilla nasal Wisp con orificio de exhalación		
Mascarilla Wisp con montura de silicona y arnés	Incl. 3 tamaños	1094060
Mascarilla Wisp con montura de tela y arnés	Incl. 3 tamaños	1094061
Mascarilla nasal Wisp sin orificio de exhalación		
Mascarilla Wisp SE con montura de silicona y arnés	Incl. 3 tamaños	1094062



Nuestra tecnología Auto Seal se adapta a cualquier movimiento de los pacientes al tiempo que mantiene un excepcional sellado



Muy pequeño

Pequeño/medio

Grande

Cada envase contiene los tres tamaños de almohadillas, que se ajustan en la misma montura.

Para obtener más información, visite www.philips.es/respironics



© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Reservados todos los derechos
Respironics y Wisp son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas.
Broudy AE 9/xx/13 MCI 4105670 PN 1110442



La Salud al alcance de Tu mano