

SimplyGo. Fiabilidad y mantenimiento sencillo.

Los pacientes con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) dependen de equipos de oxigenoterapia que necesitan durante muchas horas* al día. **SimplyGo** ofrece la independencia y la libertad que los pacientes merecen, combinadas en un diseño duradero capaz de resistir los golpes derivados de las actividades cotidianas y al mismo tiempo brindar un tratamiento eficaz.



Fiabilidad integrada

SimplyGo es el resultado de esfuerzos encaminados a establecer un nuevo estándar de fiabilidad en los concentradores portátiles. **SimplyGo** ha sido diseñado, construido y probado rigurosamente con el objetivo de soportar las actividades cotidianas al acompañar al paciente en cualquier momento y en cualquier lugar.

Durante su desarrollo, **SimplyGo** ha sido sometido a condiciones extremas, tales como impactos, vibraciones y temperaturas extremas, con el fin de garantizar un funcionamiento con total fiabilidad día tras día. Las 15.000 horas de vida útil del compresor le permiten confiar al máximo en sus prestaciones. Esto se puede traducir en un menor número de llamadas de solicitud de información para usted y en menos frustraciones para los pacientes como consecuencia de posibles daños de la unidad.

Puede confiar con **SimplyGo**.

Mantenimiento con total sencillez.

SimplyGo facilita la labor de los proveedores de servicios médicos, ya que prácticamente no requiere mantenimiento preventivo ni por parte del paciente.

SimplyGo es flexible:

- Puede optar entre dos, tres o cinco años de garantía. Elija el plan que mejor se adapte a sus necesidades.
- Las piezas y herramientas de repuesto del **SimplyGo** permiten que sus técnicos puedan reparar el dispositivo in situ, sin necesidad de devolverlo al fabricante.

Notas
*Las directrices clínicas recomiendan que los pacientes con EPOC utilicen la oxigenoterapia durante al menos 15 horas al día para lograr efectos positivos sobre la supervivencia a largo plazo y sobre su calidad de vida. Por tanto, estos pacientes han de disponer de oxígeno tanto en su domicilio (oxigenoterapia fija) como fuera del mismo (oxigenoterapia portátil).

Contacto

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics	Philips Respironics 1010 Murry Ridge Lane Murrysville, PA 15668	Philips Respironics Deutschland +49 8152 93 06 0
Contacte con nosotros en www.philips.com/healthcare healthcare@philips.com	Servicio de Atención al Cliente +1 724 387 4000 800 345 6443 (toll free, US only)	Philips Respironics Francia +33 2 51 89 36 00
Asia +49 7031 463 2254	Philips Respironics Sede Internacional +33 1 47 28 30 82	Philips Respironics Italia +39 039 203 1
Europa, Oriente Medio, África +49 7031 463 2254	Philips Respironics Asia Pacífico +65 6882 5282	Philips Respironics Suecia +46 8 120 45 900
América Latina +55 11 2125 0744	Philips Respironics Australia +61 (2) 9947 0440 1300 766 488 (toll free, Australia only)	Philips Respironics Suiza +41 6 27 45 17 50
Norteamérica +1 425 487 7000 800 285 5585 (toll free, US only)	Philips Respironics China +86 400 828 6665 +86 800 828 6665	Philips Respironics UK +44 800 1300 845
		www.philips.com/respironics



Vive tu vida

Concentrador portátil de oxígeno SimplyGo de Philips Respironics.
Cambia la vida de sus pacientes.



SimplyGo, dondequiera que vaya.

Un día de compras, una visita a un museo, un agradable fin de semana o unas merecidas vacaciones, gracias a SimplyGo los pacientes con oxigenoterapia pueden disfrutar de todo lo que la vida les ofrece. SimplyGo goza de un diseño ligero y duradero, e incluye una práctica bolsa portátil y un carro con ruedas de fácil rodadura, por lo que está siempre listo para dar un paseo. Su maletín de accesorios le permite tener a mano todo lo que necesita, en cualquier ocasión.



SimplyGo es el primer concentrador de oxígeno de Philips que ofrece los beneficios de un modo de flujo continuo en un diseño ligero y fácil de transportar, de tan solo 4,5 kg. Ya no tiene que elegir entre una entrega de oxigenoterapia eficaz para los pacientes y el habitual peso del dispositivo. SimplyGo ofrece una solución que satisface las necesidades de la mayoría de sus pacientes con oxigenoterapia. Con SimplyGo, los pacientes tienen la flexibilidad de salir a disfrutar del día, acudir al trabajo, marcharse de fin de semana o descansar durante unas largas vacaciones.

La unidad cuenta con tres modos de suministro de oxígeno que se adaptan a la mayoría de las necesidades de los pacientes:

- Modo Pulsado** 

SimplyGo detecta la respiración y realiza la administración de oxígeno necesaria.
- Flujo continuo** 

Administración continua de oxígeno entre 0,5 y 2 lpm.
- Modo Sueño** 

El modo Pulsado con una mayor sensibilidad de activación para su uso durante el sueño. SimplyGo cambia automáticamente al *flujo continuo* de 2 lpm si no se detecta respiración.

Con el oxígeno siempre a mano, los pacientes gozan de libertad para ir a cualquier lugar y a cualquier hora.

En casa, el concentrador fijo **EverFlo** es la solución ideal como complemento del dispositivo portátil **SimplyGo** para los pacientes que precisen oxigenoterapia en su domicilio. Dado que **SimplyGo** y **EverFlo** utilizan una **tecnología sin administración**, eliminan las molestias de la administración recurrente de oxígeno y pueden contribuir a mejorar la independencia de los pacientes y su calidad de vida.*

*El oxígeno portátil aumenta la duración diaria de la oxigenoterapia en pacientes con EPOC y mejora la calidad de vida de los pacientes con mayor cumplimiento terapéutico. Vergeret et al. Eur Respir J 1989;2: 20-25



Descripción del sistema



Batería recargable de fácil extracción y sustitución. Consulte la tabla de especificaciones del producto para obtener más información acerca de la vida útil de la batería.

Modo de administración de oxígeno fácil de seleccionar
Silenciado de alarma

Ligero: 4,5 kg
El único dispositivo ligero capaz de administrar oxígeno tanto en modo de pulsado como en flujo continuo.
Fácil de llevar a cualquier lugar y en cualquier momento

SimplyGo, listo para un paseo.



Todo lo que su paciente necesita en una bolsa de accesorios SimplyGo

Carro resistente SimplyGo con ruedas grandes para facilitar el desplazamiento

Bolsa del humidificador

Fuente de alimentación de CC

Fuente de alimentación de CA

Cargador de batería externa

Fuente de alimentación para aviones

Especificaciones de SimplyGo

Especificaciones del producto									
Concentración de oxígeno ¹		del 87 % al 96 % en todos los ajustes							
Ajustes de flujo									
Tamaño del bolo en modo de pulsado		1 = 12 ml 4 = 48 ml 2 = 24 ml 5 = 60 ml 3 = 36 ml 6 = 72 ml							
Modo Nocturno		0,5 lpm - 1 lpm - 1,5 lpm - 2 lpm							
Modo de flujo continuo		Volúmenes de pulso variables en función de la frecuencia respiratoria, para mantener un volumen minuto constante en cada ajuste: 1 = 250 ml/min 2 = 500 ml/min 3 = 750 ml/min 4 = 1000 ml/min 5 = 1250 ml/min 6 = 1500 ml/min							
Nivel de ruido		43 dB (nominal) en el ajuste de modo pulsado 2							
Alarmas		Pureza del oxígeno baja (< 83 %) No respiración Frecuencia respiratoria alta Ausencia de flujo Batería baja Batería agotada Fallo técnico del sistema							
Dimensiones		29,2 cm x 25,4 cm x 15,2 cm							
Peso		4,5 kg incluyendo batería							
Consumo de energía		150W durante la carga				120W sin estar cargando			
Condiciones de funcionamiento									
Temperatura de funcionamiento		5 °C a 40 °C							
Humedad relativa		15 % al 95 %							
Altitud		Hasta 3.048 metros							
Autonomía de la batería									
Ajustes del modo Pulsado ²							Ajustes del modo Flujo continuo		
	1	2	3	4	5	6	0,5	1	2
1 batería	3 h 42	3 h 30	3 h 06	2 h 42	2 h 18	1 h 54	3 h 06	2 h 18	0 h 42
2 baterías	7 h 24	7 h 00	6 h 12	5 h 24	4 h 24	3 h 18	6 h 12	4 h 36	1 h 24
3 baterías	11 h 06	10 h 30	9 h 18	8 h 06	6 h 54	5 h 42	9 h 18	6 h 54	2 h 06
4 baterías	14 h 48	14 h 00	12 h 24	10 h 48	9 h 12	7 h 36	12 h 24	9 h 12	2 h 48
Tiempo de carga	2 - 3 horas por batería si está completamente descargada								

¹ Basado en una presión atmosférica de 101 kPa a 21 °C
² Basado en 20 respiraciones por minuto

Información para pedidos

Sistema internacional SimplyGo	Número de parte
Incluye: Concentrador portátil de oxígeno SimplyGo, bolsa portátil, carro, una batería recargable de iones de litio, cables de alimentación de CC y CA, maletín de accesorios y manual del usuario	1069058
Accesorios	Número de parte
Carro de transporte	1074885
Bolsa portátil SimplyGo	1082663
Batería de iones de litio	1082662
Cable de alimentación (estándar europeo)	1082665
Cargador de batería externa (enchufe europeo)	900-118
Cargador de batería externa (enchufe para el Reino Unido/Irlanda)	900-119
Bolsa de accesorios	1083696
Fuente de alimentación de CA	1082661
Cargador para coche de CC	1083692
Cable de avión de CC	1083693
Bolsa del humidificador	1083699
Tubo de conexión del humidificador	1039642
Opciones de garantía	Número de parte
Garantía total SimplyGo de dos años	1097623
Garantía total SimplyGo de tres años	1097577
Garantía total SimplyGo de cinco años	1097778