



MOBIMESH (0201009)



MobiMesh es un innovador nebulizador que emplea el novedoso sistema de membranas. Ideal para llevarse de viaje.

MAYOR EFICACIA

Nebulización inferior a 5 micrones.
Dosificación en cualquier ángulo.

PORTÁTIL

Pesa tan solo 185 gr.
Posibilidad de funcionar con pilas recargables o enchufado a la red eléctrica.
Dispone de bolsa de transporte.

IDEAL PARA NIÑOS

Totalmente silencioso.



DIMENSIONES Y PESOS

- Dimensión MobiMesh: ...44,5 x 53,4 x 121,8 mm
- Peso MobiMesh (sin batería): ...138 gr
- Dimensiones de la caja: ...198 x 130 x 75 mm
- Peso total de la caja: ...405 gr
- Unidades por caja exterior: ...30
- Dimensión total de la caja exterior: ...620 x 430 x 295 mm
- Peso total de la caja exterior: ...13,5 kg



Incluye set de máscaras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje: ...100-240V, 47-63 Hz, 0,19A
- Tamaño de partículas: ...<5µm
- Tasa de nebulización: ...8 ml (max.)
- Pilas: ...1.5V X 2 uni. AA alcalinas
- Duración de las pilas: ...Hasta 1,5 horas de uso continuo
- Apagado automático: ...20 min.



Bolsa de transporte incluida



Compacto

GARANTÍA

- Cuerpo del MOBIMESH : 2 años*
- Depósito para medicamentos: 6 meses*
- Máscara: 6 meses*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

CERTIFICADOS

